

## Laborinformation zur Einsendung von Probenmaterial für die Diagnostik bei V.a. Affenpocken

Bitte lesen Sie diese Information aufmerksam durch und kündigen Sie die Einsendung der Probe im Labor telefonisch 08121-99120 oder per Fax 08121-71546 an!

### Senden Sie Proben ausschließlich bei Erfüllen der folgenden Kriterien für einen Verdachtsfall ein:

Symptomatik	Anamnese
Verdächtige kutane makulopapulose (fleckig, knotig) bis vesikulopustulose (Bläschen, Pusteln, Blasen) Läsionen auch im Perianal-/genital-Bereich	Enger Kontakt zu nachweislich mit Affenpocken infizierten Personen innerhalb der letzten 21 Tage vor Symptombeginn
	<b>ODER</b>
Enantheme (Ausschlag) Mundschleimhaut ggf. rektal und genital	Sexuelle Kontakte mit nicht-festen Partnern in den letzten 21 Tagen
<b>UND</b>	Insbesondere mit promiskuitiven Männern
Fieber, Schüttelfrost, Myalgie, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Lymphknotenschwellung	<b>ODER</b> Tierkontakte bzw. Aufenthalt in Endemiegebieten

#### Probennahme: **stets 2 Abstriche abnehmen!**

Bei Pusteln, Blasen, Knötchen, Flecken Abstrich (eswab) über die Läsion reiben oder Blase aufstechen und Flüssigkeit mit Abstrich aufnehmen.

Bei Krusten: Nach Möglichkeit das Dach mit einer Pinzette in ein steriles Röhrchen überführen mit Barcode bekleben.

#### Probenversand:

- eswabs mit Barcode bekleben, Abstrich in die Versandhülle geben, Versandhülle verschließen,
- Versandhülle mit Abstrich in Labortüte geben und mit Anforderungsschein/Ü-Schein (Art des Probenmaterials angeben!) in Verpackungskarton geben.
- Karton verschließen. Karton in extra Labortüte geben – nicht mit anderen Proben mischen!
- Hinweiszettel „V.a. Affenpocken“ von außen sichtbar in die Labortüte geben.
- Bitte die Einsendung der Probe telefonisch oder per Fax im Labor anmelden!

#### Diagnostik:

- Stufe 1 es erfolgt aus Abstrich 1 eine Differentialdiagnostik auf HSV, VZV und Treponema pallidum
- Stufe 2 sind diese Untersuchungen negativ, wird Abstrich 2 zur Affenpocken PCR weitergeleitet.

Bearbeitungszeit: i.d.R. 2-3 Werktage

Hinweis: Bitte senden Sie **keine** Antikörper aus Serum für die Affenpocken-Diagnostik ein! IgG-AK werden erst nach mehreren Wochen gebildet und geben keinen Hinweis für eine akute Infektion.